



PRODUZIONE
dispositivi medici
e prodotti per la
detersione
e l'**igienizzazione**



CATALOGO
PRODOTTI
2022

www.flexgroupsrl.it



Per rispondere alle esigenze del mercato e dei clienti, la Flex Group srl, ha predisposto e realizzato un reparto per attività di produzione e confezionamento di prodotti sia in forma liquida che solida.

Attualmente l'azienda si è specializzata nella produzione di soluzioni disinfettanti, dispositivi medici e cosmetici per vari settori di mercato.

Per la realizzazione dei prodotti, l'azienda dispone di macchinari di ultima generazione a controllo elettronico, dispensing e di un reparto per le attività di confezionamento finale.

Le attività di produzione possono comprendere anche solo parti del processo produttivo come bulk, assemblaggio o confezionamento finale, comprese le analisi sul prodotto per il rilascio del lotto.

La **Flex Group Srl**, oltre alla realizzazione della propria linea, si distingue per la versatilità nell'adeguare le proprie strutture, processi e personale alla possibilità di personalizzazione dei prodotti, compresa l'assistenza nella conformità degli stessi, mantenendo sempre elevati gli standard qualitativi dei prodotti realizzati.

Oltre alla linea di prodotti realizzati, l'azienda distribuisce altri dispositivi mantenendo alti gli standard qualitativi fornendo sempre assistenza post vendita e tecnica.

INDICE

Sany Clean sapone liquido mani.....	Pag.	4
Sany Flex gel igienizzante mani	Pag.	5
Sany Perox igienizzante e detergente spray	Pag.	6
Sany Perox Professional	Pag.	7
Sany Germ Spray igienizzante per dispositivi medici.....	Pag.	8
Sany Germ Ferri igienizzante per strumentario chirurgico	Pag.	9
Sany Floors igienizzante antibatterico per pavimenti	Pag.	10
PowerOz Generatore di Ozono	Pag.	11
Enjoy Sanity Sanificazione Automatizzata	Pag.	12
V-White Sbiancamento Dentale.....	Pag.	14
Termometro Laser	Pag.	16
Box UV	Pag.	17
Box UV wireless	Pag.	18
Erogatore Sapone/Gel con sensore ottico	Pag.	19



SERVIZI E CONDIZIONI DI VENDITA

COME ORDINARE

Telefonicamente ai seguenti numeri

+39 091.507 8506

+39 331 358 8111

Email: info@flexgroupsrl.it

Via posta a: Flex Group s.r.l.

Via Michele Miraglia 21-23-25 - 90139 Palermo

Indicare sull'ordine la ragione sociale, il codice univoco, il codice prodotto da ordinare e le quantità

SERVIZI CELERI ED EFFICIENTI

- Spedizioni tramite i nostri corrieri di fiducia.

TELESERVIZIO

- Siamo a vostra completa disposizione per informazioni sull'utilizzo dei nostri prodotti, sulle nostre offerte, e per la ricerca di prodotti non inseriti in catalogo.
- Gli uffici sono aperti dal Lunedì al Venerdì ore 9:00/13:00 e 14:00/18:00.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- Contrassegno: contributo da concordare
- Bonifico Bancario

CERTIFICATO DI QUALITÀ

- Garantiamo solo prodotti conformi alle disposizioni vigenti.
- A richiesta, disponibili le schede di sicurezza, le schede tecniche, certificati di marcatura CE, evidenza di registrazione CPNP e le dichiarazioni di conformità dei prodotti forniti.

TRACCIABILITÀ DEL PRODOTTO

Flex Group s.r.l. nel rispetto delle disposizioni vigenti, garantisce la rintracciabilità dei prodotti.

NEWSLETTER E SOCIAL NETWORK

Per rimanere costantemente informati sulle novità del mercato, le offerte, gli eventi e molto altro ancora, è possibile iscriversi alla nostra newsletter inviando una richiesta a: info@flexgroupsrl.it.

- Oltre al nostro sito internet, il nostro profilo aziendale è online ed accessibile a tutti attraverso la rete social Facebook, Instagram e LinkedIn.



MEDICINA



CHIRURGIA



SCUOLE



HOTEL



VETERINARIA



RISTORAZIONE



ESTETICA

ORDINI TEL +39 091.5078506

e-mail: info@flexgroupsrl.it



www.flexgroupsrl.it



SanyClean

La sua formula innovativa, a Ph neutro, lascia sulle mani una gradevole sensazione di morbidezza ed una protezione naturale. Indicato per uso giornaliero, deterge tutti i tipi di pelle, anche quelle più sensibili. Detergente profumato con essenza di lavanda, consigliato anche in ambienti dove è necessaria una pulizia profonda delle mani.

COMPOSIZIONE

Alcohols, C12-14, ethoxylated, sulfates, sodium salts, 1-Propanaminium, 3-amino-N- (carboxymethyl)-N,N-dimethyl-, N-coco acyl derivs., hydroxides, inner salts, Amides, C8-18 (even numbered) and C18-unsatd., N,N- bis(hydroxyethyl), Citric acid , Hydrogen peroxide Glycerol, Benzyl acetate, d-Limonene, dolce lavanda idro 15734/C.

Confezione:
Flacone da 500 ml
Tanica da 5 L

SAPONE LIQUIDO MANI CON ANTIBATTERICO AD AZIONE IGIENIZZANTE

ARRICCHITO CON ESSENZA DI LAVANDA

Il perossido di idrogeno H_2O_2 è un forte ossidante. L'azione antibatterica igienizzante avviene grazie alla liberazione di radicali liberi idrossilici (OH^\cdot).

Possibilità di personalizzazione con un minimo d'ordine.

Flacone 500 ml EP-SC01

Tanica da 5 L EP-SC02

ORDINI TEL +39 091.5078506

e-mail: info@flexgroupsrl.it



www.flexgroupsrl.it

Sanyflex

GEL
IGIENIZZANTE MANI
CON ANTIBATTERICO
Pronto all'uso



TUTTI I FORMATI, SONO DISPONIBILI
IN VERSIONE
NEUTRO - LAVANDA - LIMONE

Questo gel è studiato per igienizzare quotidianamente a fondo la pelle delle mani. Pronto all'uso, agisce in pochi secondi. Diventerà indispensabile in ogni momento: in viaggio, in luoghi poco igienici. La sua formula speciale permette di utilizzarlo senza salviette e senza acqua.

Ingredienti: alcohol denat., aqua (water), glycerin, hydroxypropyl methyl cellulose hydrogen peroxide.

Confezione:

Flacone da 100 ml
Flacone da 500 ml
Tanica da 5 l

Possibilità di personalizzazione con un minimo d'ordine.

Modalità d'uso:

Versare poche gocce del gel sulle mani e strofinare fino alla sua completa evaporazione: le mani saranno igienizzate profumate, asciutte, morbide e con una piacevole sensazione di freschezza.

Applicazioni:

Sanyflex Gel igienizzante mani è pratico in ogni situazione in cui è necessario disinfettare le mani: fuori casa, in viaggio, sui mezzi pubblici, etc.

	NEUTRO	LAVANDA	LIMONE
Flacone 100 ml	EP-SF02	EP-SF02L	EP-SF02LI
Flacone 500 ml	EP-SF01	EP-SF01L	EP-SF01LI
Tanica 5 L	EP-SF03	EP-SF03L	EP-SF03LI

ORDINI TEL +39 091.5078506

e-mail: info@flexgroupsrl.it



www.flexgroupsrl.it

Sany Perox

**IGIENIZZANTE SPRAY
PER SUPERFICI ED OGGETTI
PRONTO ALL'USO**

SANY PEROX 0,6% IGIENIZZANTE SUPERFICI

COMPOSIZIONE

Acqua demineralizzata, Perossido di idrogeno (principio attivo) 0,6%, stabilizzante.

CONFEZIONE

Flacone da 100 ml
Flacone da 750 ml
TANICA DA 5 L

MODALITÀ D'USO

Spruzzare e lasciare agire per almeno per un minuto.

APPLICAZIONI

Sany Perox è un igienizzante spray pratico in ogni situazione in cui è necessario disinfettare superfici ed oggetti, in modo rapido. Indicato per l'igienizzazione quotidiana, non richiede risciacquo.



Possibilità di personalizzazione con un minimo d'ordine.

Flacone 100 ml EP-SP01

Flacone 750 ml EP-SP02

Tanica 5 L EP-SP04

ORDINI TEL +39 091.5078506

e-mail: info@flexgroupsrl.it



www.flexgroupsrl.it

Sany Perox

SANY PEROX PROFESSIONAL IGIENIZZANTE SPRAY PROFESSIONALE PER SUPERFICI ED OGGETTI CONCENTRATO DA DILUIRE

Igienizzante spray professionale per superfici ed oggetti, concentrato da diluire.

Questo prodotto, altamente concentrato ad ampio spettro d'azione, è studiato per disinfettare quotidianamente superfici ed oggetti. È in grado di eliminare virus, batteri e funghi.

COMPOSIZIONE

Acqua demineralizzata, perossido di idrogeno (principio attivo) 3%, stabilizzante.

CONFEZIONE

Flacone da 750 ml

MODALITÀ D'USO

Per una profonda disinfezione utilizzare il prodotto senza diluirlo.

Per la disinfezione giornaliera diluire 100 ml di prodotto in 500 ml di acqua, lasciare agire per almeno un minuto.

APPLICAZIONI

È un igienizzante concentrato ad azione rapida, elimina virus batteri e funghi. Disinfetta e deodora ogni superficie lavabile ed ambienti in un solo gesto, lasciando una gradevole e persistente profumazione. È economico perché può essere utilizzato a dosaggi molto ridotti dall'1 al 5%.

Possibilità di personalizzazione con un minimo d'ordine.



Flacone 750 ml

EP-SP03

ORDINI TEL +39 091.5078506

e-mail: info@flexgroupsrl.it



www.flexgroupsrl.it

Sany Germ SPRAY



Flacone da 1 Litro
Cod. EP-SG01

**ESSENZA
MELA VERDE**

**SOLUZIONE SPRAY
PRONTA ALL'USO**
per igienizzazione rapida
e detersione di dispositivi medici

MADE IN ITALY

DESCRIZIONE

Sany Germ Spray è un igienizzante, detergente liquido, utilizzabile in studi medici, paramedici ed odontoiatrici, indicato per igienizzazione rapida, pulizia, detersione di dispositivi medici, apparecchiature biomedicali, riuniti odontoiatrici ed accessori, piani d'appoggio, manipoli, cateteri, ed attrezzature varie.

Sany Germ Spray è una soluzione pronta all'uso che non necessita di alcuna diluizione. Igienizza, pulisce e deterge, non macchia e non lascia aloni. Asciuga rapidamente. Profuma gradevolmente gli ambienti. Si usa per eliminare ogni forma di sporco, non esige risciacquo.

ISTRUZIONI D'USO:

Con apposito erogatore, nebulizzare il prodotto abbondantemente e diffusamente su superfici ed oggetti da igienizzare, lasciare agire almeno 1 minuto, se necessario asciugare. Non risciacquare con acqua per mantenere un effetto residuo sulle superfici.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

COMPOSIZIONE: benzalconio cloruro, alcol, acqua, tensioattivi, essenza q.b.

INDICAZIONI DI PERICOLO

- H315** provoca irritazione cutanea
- H318** provoca gravi lesioni oculari
- H400** molto tossico per gli organismi acquatici
- H411** tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

CONSIGLI DI PRUDENZA PREVENZIONE

- P273** Non disperdere nell'ambiente
- P280** Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso

CONSIGLI DI PRUDENZA REAZIONE

- P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:** lavare abbondantemente con acqua e sapone
- P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI:** Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310** Contattare immediatamente un **centro antiveleni** o un medico
- P362+P364** Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

CONSIGLI DI PRUDENZA SMALTIMENTO

- P501** Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.



Sany FERRI Germ

Flacone da 1 Litro
Cod. EP-SG02

SOLUZIONE PRONTA ALL'USO
per igienizzazione rapida
e deterzione di dispositivi medici
e strumentario chirurgico

MADE IN ITALY

DESCRIZIONE

Sany Germ Ferri è un igienizzante, detergente liquido, utilizzabile in studi medici, paramedici ed odontoiatrici, specifico per igienizzazione rapida, pulizia, deterzione di dispositivi medici e strumentario chirurgico, è una soluzione acquosa a base di benzalconio cloruro e alcol.

Sany Germ Ferri è una soluzione pronta all'uso che non necessita di alcuna diluizione. Igienizza, pulisce e deterge, non macchia e non lascia aloni. Si usa per eliminare ogni forma di sporco.

ISTRUZIONI D'USO:

Si usa tal quale senza diluizione. Immergere gli strumenti da trattare per il tempo di contatto prescelto. Risciacquare abbondantemente con acqua sterile prima dell'utilizzo. Può essere utilizzato anche in vasche ad ultrasuoni.

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede.

COMPOSIZIONE: benzalconio cloruro, alcol, acqua, tensioattivi q.b..

INDICAZIONI DI PERICOLO

H315 provoca irritazione cutanea

H318 provoca gravi lesioni oculari

H400 molto tossico per gli organismi acquatici

H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

CONSIGLI DI PRUDENZA PREVENZIONE

P273 Non disperdere nell'ambiente

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso

CONSIGLI DI PRUDENZA REAZIONE

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un **centro antiveleni** o un medico

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

CONSIGLI DI PRUDENZA SMALTIMENTO

P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.



Sany Floors

IGIENIZZANTE PROFUMATO ANTIBATTERICO PER PAVIMENTI E SUPERFICI

MADE IN ITALY

CARATTERISTICHE

Sany Floors è una soluzione per l'igienizzazione rapida e la de-sterazione pavimenti e superfici lavabili con antibatterico.

MODALITÀ D'USO

Diluito: usare diluito per pavimenti e grandi superfici lavabili, versare il contenuto di due tappi dosatore in un secchio d'acqua. Non serve risciacquare.

Puro: usare puro per piccole superfici lavabili e dove lo sporco è persistente. Versare il prodotto sulla spugna o direttamente sulla superficie da trattare, risciacquare.

AVVERTENZE

Il prodotto sviluppa ossigeno per cui può verificarsi una leggera pressione sul flacone specie a temperature elevate. Non ingerire o inalare il liquido. In caso di indigestione o inalazione consultare il medico. Potrebbe avere un effetto corrosivo su oggetti e ripiani in metallo e su superfici molto delicate. Per queste superfici è consigliabile fare sempre una prova su una piccola porzione di superficie per testarne la resistenza. In caso di rovesciamento del liquido pulire immediatamente con acqua le parti interessate in modo da evitare possibili corrosioni.

Tanica da 5 L
Cod. EP-FS02

Flacone da 1000 ml
Cod. EP-FS01

INDICAZIONI DI PERICOLO

H315 provoca irritazione cutanea

H318 provoca gravi lesioni oculari

H400 molto tossico per gli organismi acquatici

H411 tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata

CONSIGLI DI PRUDENZA PREVENZIONE

P273 Non disperdere nell'ambiente

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/ proteggere gli occhi/ proteggere il viso

CONSIGLI DI PRUDENZA REAZIONE

P302+P352 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua e sapone

P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: Sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P310 Contattare immediatamente un **centro antiveleni** o un medico

P362+P364 Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.

CONSIGLI DI PRUDENZA SMALTIMENTO

P501 Smaltire il prodotto/ recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

In tutti gli ambienti sono presenti microrganismi patogeni quali batteri, virus e protozoi, parassiti che possono causare infezioni, allergie, odori sgradevoli e malesseri. Questi microrganismi, uniti ai disinfestanti, sono presenti anche nei cibi e nelle bevande causando problemi di diverso genere.

Ad oggi le soluzioni adottate per la risoluzione di questi problemi sono varie, costose e poco efficaci. Esistono prodotti disinfettanti per i cibi, sistemi di depurazione dell'acqua, deodoranti per ambienti e insetticidi. Il sistema innovativo PowerOz ha permesso di ovviare alle problematiche in maniera semplice, economica e naturale con un unico materiale in quanto il sistema permette la disinfezione dell'aria, dell'acqua, dei cibi.

L'ozono (simbolo O_3) è un gas le cui molecole sono formate da tre atomi di ossigeno. Ha un odore caratteristico, lo stesso che accompagna talvolta i temporali, dovuto alle scariche dei fulmini. È, tuttavia, un gas essenziale alla vita sulla Terra per via della capacità di assorbire la luce ultravioletta: lo strato di ozono presente nella stratosfera protegge la Terra dall'azione nociva dei raggi ultravioletti UV-B emanati dal Sole.

Disinfezione Aria


- rimuove odori
- rimuove odore di fumo
- elimina batteri
- elimina virus
- elimina funghi
- elimina muffe
- insetto repellente
- elimina cattivi odori che possono presentarsi nel frigorifero

Disinfezione Acqua

- disinfetta e sanifica stoviglie
- disinfetta e sanifica biancheria e tessuti, risparmiando sul costo dei detersivi
- sanifica l'acqua scomponendo la materia organica
- elimina le sostanze inquinanti
- elimina germi e virus
- non modifica il gusto

Disinfezione dei Cibi

- rimuove e degrada i residui di pesticidi o prodotti chimici su frutta, verdura, carne, pesce, etc.
- uccide i batteri e non cambia il gusto degli alimenti
- ritarda la degradazione su tutti i cibi, causata da batteri e pesticidi
- disinfezione batterica
- inattivazione virale
- rimozione di alghe (ossidazione)
- ossidazione di componenti organici (fenoli, detersivi, pesticidi)



Possibilità di personalizzazione con un minimo d'ordine.

RICONOSCIMENTI

Il Ministero della Salute riconosce l'ozono come "Presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, spore, etc." (protocollo n° 24482 del 31/07/1996). Anche la Food & Drugs Administration, il severissimo ente governativo statunitense che si occupa della regolamentazione dei prodotti alimentari e farmaceutici, riconosce l'ozono come agente sicuro (GRAS). In Europa l'utilizzo di ozono ai fini alimentari è stato introdotto nel 2003, per la disinfezione e sterilizzazione durante i processi di imbottigliamento dell'acqua.

BIO SANITY

ENJOY SANITY

PROCEDIMENTO DI SANIFICAZIONE CON ENJOY SANITY

Il sistema **Enjoy Sanity** abbinato alla soluzione disinfettante **Silver Clean**, rappresenta un sistema avanzato di nuovissima generazione per la **sanificazione** sia delle superfici che dell'ambiente aereo.



Enjoy Sanity è un sistema di **sanificazione** completamente automatico il quale, mediante la vaporizzazione della soluzione **Silver Clean** a base di perossido di idrogeno e ioni argento, permette una diffusione omogenea dei principi attivi in tutto il locale trattato raggiungendo anche gli angoli più

nascosti dove spesso la pulizia meccanica non arriva.

L'utilizzo di **Enjoy Sanity** per la **sanificazione**, inoltre, consente all'operatore di mantenere all'interno dei locali tutte le attrezzature e gli strumenti, anche i più delicati, in quanto i compo-

sti presenti nella soluzione vaporizzata non presentano rischi di corrosività e degradando rapidamente garantendo anche la sicurezza del personale all'interno degli ambienti trattati rispettando un breve periodo di inagibilità.

Il sistema **Enjoy Sanity/Silver Clean** prevede il suo utilizzo per i protocolli operativi aziendali (HACCP- 81/2008 sicurezza nei luoghi di lavoro) e la sua efficacia è monitorata tramite indicatori chimici e test microbiologici certificati da laboratori esterni accreditati.

Il corretto e costante utilizzo del prodotto **Enjoy Sanity/ Silverclean** determina un sistema di prevenzione ottimale volto alla tutela della salute e della qualità all'interno di qualsiasi ambiente trattato.

Il risultato di tale applicazione è la garanzia del perfetto trattamento igienico/ambientale dei locali e il suo mantenimento costante nel tempo.

Cod. 1001



CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione elettrica
V 220 - Hz 50

Potenza max. assorbita
W 1 50

Porte seriali
una porta RS 232

Predisposizione per connessione
485

Peso
Kg 7,00

Dimensioni
Altezza 73 cm
Base 22 x 22 cm
Tastiera 18 x 15 cm

Enjoy Sanity	1001
Silver Clean	2001

ORDINI TEL +39 091.5078506

e-mail: info@flexgroupsrl.it



www.flexgroupsrl.it


L'eccellente efficacia di **Enjoy Sanity/Silver Clean** si può riassumere in tre fasi distinte:

1. Automatismo: Il dispositivo Enjoy Sanity, grazie al suo ottimale firmware, consente di programmare la **sanificazione** negli orari e tempi desiderati in modo del tutto automatizzato.
2. Azione immediata e d'urto: anche su spore particolarmente resistenti, semplicemente aumentando il tempo di funzionamento.
3. Azione quotidiana: anche con brevi cicli di erogazione è possibile creare una condizione sanitario/qualitativa degli ambienti ad un livello di contaminazione batterica pressoché nullo.

Silverclean, a base di perossido di idrogeno e ioni argento, viene vaporizzato nell'ambiente dal dispositivo Enjoy Sanity ad una temperatura ottimale di 60°.

Il perossido di idrogeno vaporizzato si trasforma rapidamente in radicali ossidrilici OH- responsabili dell'azione biocida dei microrganismi. Inoltre le particelle d'aria cariche positivamente legano efficientemente i radicali OH- permettendo una rapida diffusione di questi per tutto l'ambiente confinato.

- Gli ioni di argento contenuti nella soluzione disinfettante hanno proprietà antimicrobiche ad ampio spettro ed esplicano un'azione sinergica e catalizzante con il perossido di idrogeno nella distruzione di virus, batteri e spore.



Silver Clean non genera la formazione di Composti Organici Volatili e la sua degradazione è rapida e superiore al 99% già dopo 10 minuti.

Test microbiologici condotti da laboratori esterni accreditati dimostrano che già dopo un'ora di funzionamento Enjoy Sanity determina un consistente abbattimento della carica microbica presente sia nell'aria che sulle superfici.


Risultati analisi superfici:

Tempo di analisi (Ore)	Riduzione della carica batterica (%) (Rispetto a valori iniziali T=0)	Riduzione della carica micotica (%) (Rispetto a valori iniziali T=0)
T=1 h	95,26 %	94,50 %
T=2 h	99,89 %	99,85 %
T=3 h	99,98 %	99,95 %



Risultati analisi aria:

Tempo di analisi (Ore)	Riduzione della carica batterica (%) (Rispetto a valori iniziali T=0)	Riduzione della carica micotica (%) (Rispetto a valori iniziali T=0)
T=1 h	88,77 %	94,78 %
T=2 h	93,87 %	98,28 %
T=3 h	> 99,99 %	> 99,99 %



CERTIFICATI

Il sistema di **sanificazione** Enjoy Sanity/ Silverclean dispone di certificazione CE in qualità di Dispositivo elettronico ed è stato realizzato rispettando le più severe norme armonizzate:

EN 60601 - 1 3a edizione Sicurezza elettrica

EN 60601 - 1 - 2 Compatibilità elettromagnetica

Enjoy Sanity/Silver Clean, fabbricato dalla **Biosanity**, è un prodotto innovativo per la prevenzione e controllo delle infezioni **Garantito e Certificato**.

ORDINI TEL +39 091.5078506

e-mail: info@flexgroupsrl.it



www.flexgroupsrl.it

PROFILASSI

v(white)

the whitening (and safe) power of vitamins

Oggi grazie a V-White è possibile non solo minimizzare le controindicazioni che derivano dall'utilizzo di questa sostanza ma anzi amplificarne i benefici.



L'innovativo e sicuro sbiancamento vitaminico di V-White





Cod. EP-VW360

V-White360

Sbiancamento Dentale Professionale con Perossido di Idrogeno al 38%

E' il nuovo ed efficace trattamento di sbiancamento dentale nato dalla ricerca italiana che sfrutta il potere naturale delle vitamine.

OGGI GRAZIE A V-WHITE360 È POSSIBILE NON SOLO MINIMIZZARE LE CONTROINDICAZIONI CHE DERIVANO DALL'UTILIZZO DI QUESTA SOSTANZA MA ANZI AMPLIFICARNE I BENEFICI.

- **Trattamento efficace in soli 30 minuti.**
- **Nessuna mascherina domiciliare.**
- **Ottenimento immediato del risultato.**

Contenuto del Kit :

1 siringa di diga liquida da 3ml. + puntali. 3 vasetti di 1,4 g di una miscela di polveri di materiale siliceo, catalizzatori chimici e vitamine del gruppo B ed E. 3 flaconi di perossido di idrogeno al 38% da 5 ml. Spatola di miscelazione + pennellini



Grazie a V-White360 è possibile utilizzare la vitamina B per ridurre la sensibilità dentale, come coadiuvante al processo di sbiancamento rendendo il perossido di idrogeno meno aggressivo. La vitamina B presente nello sbiancante V-White360 permette di ottenere uno sbiancamento più veloce in quanto viene migliorata l'attivazione del perossido di idrogeno e al contempo permette la protezione dentale



Con W-White è possibile utilizzare questa vitamina per proteggere le gengive. La Vitamina E viene utilizzata da sempre per prevenire il sanguinamento delle gengive e per la protezione dentinale, ha infatti una funzione antinfiammatoria. La vitamina E presente nello sbiancante V-White360 protegge le gengive avendo anche una forte resistenza dall'azione del calore generato della lampada sbiancante utilizzata nei trattamenti.


Questa vitamina è presente anche nella diga permettendo alla barriera di non far irritare le gengive e al contempo nutrendole per prevenirne il sanguinamento.

Dispositivo medico classe IIA

Termometro a infrarossi senza contatto



CE 0123



DISPLAY RETROILLUMINATO

AVVISI ACUSTICI

TOLLERANZA $\pm 0,3$ °C

Questo dispositivo consente la misurazione della temperatura corporea di adulti e bambini. L'alta qualità di questo prodotto è assicurata dalle ultime tecnologie utilizzate e la conformità agli standard europei. Questo prodotto fornisce una lettura stabile e senza inter-

ferenze per ogni misurazione. L'applicazione di questo dispositivo è indicata per la rilevazione senza contatto della temperatura del corpo umano e di oggetti.

32 posizioni di memoria per il salvataggio automatico della cronologia di misurazione.

STERILIZZAZIONE VELOCE EFFICACE

Questo box sterilizzatore con luce UV adotta la disinfezione con luce ultravioletta, innocua per il corpo umano, offre un alto tasso di sterilizzazione fino al 99,9%, uccide efficacemente i batteri sullo smartphone ed oggetti in 5 minuti e tiene te e i tuoi bambini lontano dai germi.

AMPIA COMPATIBILITÀ

Questo box di sterilizzazione può contenere smartphone fino a 6,5 pollici. Oltre al cellulare, può anche disinfettare chiavi, gioielli, carte, pennelli per il trucco e altri piccoli oggetti. Regalo ideale per te e per chiunque abbia a cuore l'igiene.

FACILE DA USARE

Semplice da usare con due pulsanti, basta collegarlo alla porta USB su PC, power bank o caricatore USB e sarà pronto per la sterilizzazione. Dimensioni compatte e leggere, facili da trasportare a casa, in ufficio o anche durante il viaggio.

TRATTAMENTO AROMA

Una fessura in spugna aromatica in un angolo consente di mettere qualche goccia di profumo o olio essenziale, collegare e premere il pulsante dell'aroma, e rendere l'oggetto sterilizzante pieno di piacevole fragranza.



ORDINI TEL +39 091.5078506

e-mail: info@flexgroupsrl.it



www.flexgroupsrl.it

AUTOSPEGNIMENTO

Le lampade UV all'interno della scatola si spengono automaticamente una volta aperto il coperchio, proteggendoti dall'esposizione alla luce ultravioletta.

TRATTAMENTO AROMA

Una fessura in spugna aromatica in un angolo consente di mettere qualche goccia di profumo o olio essenziale. Collegare e premere il pulsante dell'aroma e rendere l'oggetto sterilizzante pieno di piacevole fragranza.

RICARICA WIRELESS

Lo sterilizzatore UV è anche un carica-

batterie wireless per qualsiasi dispositivo abilitato al wireless charging. Dovrai semplicemente poggiare lo smartphone sulla parte superiore.

DOPPIA STERILIZZAZIONE

L'irradiazione con raggi UV e ozono UVC può rimuovere il 99% dei batteri. La luce UVC può eliminare i microbi nascosti nelle fessure. L'ozono elimina l'area che il raggio ultravioletto non può illuminare

USI

maschere, telefoni cellulari, accessori, strumenti per unghie, occhiali, chiavi, ecc. Possono essere tutti sterilizzati.





Flex Group s.r.l., con i suoi sistemi di produzione, mette a disposizione delle aziende che lo richiedono, la possibilità di personalizzare i prodotti tramite un'etichettatura personalizzata con il brand e i dati aziendali del committente.


Nella nostra ventennale esperienza, abbiamo compreso quanto sia importante il valore della comunicazione, valore che passa anche attraverso un packaging personalizzato ed esclusivo.

I prodotti personalizzabili sono segnalati tramite il seguente bollino.



Possibilità di personalizzazione con un minimo d'ordine.

Contattaci per avere maggiori informazioni.





Sede legale:
Piazza della Radio, 43
00146 ROMA

Uffici e magazzini:
Via Michele Miraglia, 21/23/25
Produzione:
Via Michele Miraglia, 3/A
90139 PALERMO

☎ 091 507 8506 ✉ info@flexgroupsrl.it

SPAZI DIGITALI



Rev. 05 del 10/2022